

شناسنامه آزمایش : Amikacin , Gentamycin

نام کامل آزمایش: Amikacin , Gentamycin

کاربرد: تعیین سطح دارویی

روش کار: Fluorescence Polarization

نوع نمونه: S , PE

حجم نمونه: 1 ml

راهنمای جمع آوری نمونه: -

نگهداری و حمل و نقل نمونه:

$2-8^{\circ}\text{C}$ $\leq -20^{\circ}\text{C}$

Amikacin: 2 days 3 m

Gentamycin: 1 w 1 m

اطلاعات لازم از بیمار: سن بیمار

معیار های رد نمونه: نمونه همولیز متوسط و شدید

زمان انجام تست: هفته ای یکبار

زمان جوابدهی: همان روز

مدت نگهداری نمونه در آزمایشگاه نور: ۷ روز