

شناسنامه آزمایش: Anti Ovarian Ag

نام کامل آزمایش: Anti Ovarian Ag

کاربرد: تشخیص

autoimmune-associated fertility disorders .

روش کار: IFA

نوع نمونه: Serum

حجم نمونه: 0.5 ml

راهنمای جمع آوری نمونه: -

نگهداری و حمل و نقل نمونه:

2 days 2-8°C

3 m ≤ -20°C

اطلاعات لازم از بیمار: سن بیمار

معیار های رد نمونه: همولیز شدید

زمان انجام تست: هفته ای یکبار

زمان جوابدهی: ۱۰ روزه

مدت نگهداری نمونه در آزمایشگاه نور: دو هفته